

如果小伙不横穿马路 如果奥迪不开那么快 前天深夜的约会,也许很浪漫

可惜小伙和女友阴阳两隔,无牌奥迪是儿子开爸爸的



96678

郑州晚报热线群:27255753

www.izzwb.com

上新浪打开郑州晚报官方微博

打电话有稿费



深夜,未来路边男子与女友短暂通话后,即横过马路,当他想要翻越路中护栏时,一辆疾驰的白色奥迪车将他撞倒在血泊之中。路对面久等男友不至的女孩,看到路中出现的车祸后,预感出事的是自己的男友,唤来了闺蜜却不敢查看机动车道上男友的惨状。郑州晚报记者 汪永森

男子横穿未来路时被撞飞

10日23时10分许,未来路与商城路交叉口北100米,连串的“砰砰”声响过,一辆急刹后的白色轿车停在了路中。

当路人聚拢上前,白色轿车内空无一人,机动车道中间的护栏已断为数截,20多米残破的护栏散落在机动车道,接近未来路路中的位置一名口鼻出血、脚腕

断裂的男子已昏迷过去。

“正吃饭听到外边响声,扭头见男的被撞飞落到地上不会动了。”目击市民称,车祸后有人拨打120和110,急救人员和郑州交巡警四大队民警先后赶到。

民警判断,男子是在横穿未来路准备翻越路中护栏时,突遭自南向北疾驰而来的轿车撞击。

肇事车上的人下车跑开了

肇事的是一辆全新奥迪A4L白色轿车,驾驶舱内两个安全气囊打开,但现场不见驾乘人员踪影。

接连撞人和撞击路中护栏,使得该车前脸受损严重,左前轮胎直接爆掉,车头部位受损较为严重。

这辆轿车上的人员在出事后显然离开得很匆忙,尚未关掉的雨刷在被撞碎裂的挡风玻璃

上一下下地擦过,发出连串“砰砰”闷响。

从挡风玻璃碎裂的位置和引擎盖右后侧的大片血迹判断,与横穿马路的行人发生直接撞击的是奥迪轿车的右侧车头位置。

附近小区一宋姓保安目击了这起事故,他称肇事车沿未来路由南向北行驶,“车速很快,车上仨人停车后跑开了,没有看见脸,只看到背影”。

男子曾要女友在对面等待

车祸发生10分钟后,两名女子出现在现场,其中一名戴眼镜的年轻女子捡起了受伤男子的白色手机。

这名女子是受伤男子的女友,她称男友姓李,现年28岁,老家南阳,两人相处已有数月,为情侣关系。

据其讲述,事故发生前,男友曾与其有过简单通话,还要她在

附近等他,她没想到男友会倒在未来路中间。

她表示,自己是在听到这里发生事故,靠近看到遗留在现场的红色提包,才预感到出事的就是自己男朋友。

与其同行的女子说,男子就是在附近给女孩打的电话,女孩感觉男友出事不敢靠近,才打电话等她一起来的。

女子报丧谎称“他病了”

半个多小时过去,一名蹲在地上的医生直起身,惋惜地说男子身体多处骨折,“我们10分钟就赶到了,人还是没救回来”。

此时,民警走近戴眼镜的女子,询问起遗留在现场的安踏运动鞋和拖鞋是否为其男友所有,女子蹲下去抽泣了起来。

担心女子承受不了男友突然离去的打击,一名好心路人拿过女子手中的手机,帮她拨打起死者父亲的手机号准备报丧。

听到路人与男友父亲通话报丧,女子鼓起勇气重又拿回手机,忍痛谎称“他病了”,要求男友家人赶快赶来。


奥迪是儿子开爸爸的

肇事车车况很新且前后均未悬挂号牌,现场目击者称司机看来20来岁。随后,一名女子出现在车祸现场,她称自己是肇事司机的妈妈,白色奥迪轿车为其老公所有,儿子在出现车祸后慌了神,跑到旁边路上吓得浑身发抖,过了两三分钟才

给她打了电话。

她告诉民警,孩子没想到半夜会有人横穿马路,发现路中间的男子时紧急刹车,但还是未能避免惨剧发生,他们愿意接受警方的调查处理。

线索提供 吕先生(稿费50元)
图片提供 的哥张先生(稿费50元)



糖尿病人的真心感动
您身边的(原装进口)
血糖分析仪系统

免费领取电话: 0371-55076888

火爆认领中

真心感动,1180元的纯原装进口血糖分析仪,免费送您家!

血糖分析仪系统进口一体机是目前世界上先进的一款高精度的纯进口机型,无痛无碍!

让糖尿病人的痛降到几乎为零

真情传递活动限期进行中……



▲“小郎人”牌血糖分析仪

糖尿病检测的重要性

由于糖尿病是一种潜伏性很强的疾病,往往在不知不觉中便疾病缠身了。科学准确地血糖检测伴随着整个预防、治疗、康复过程。在糖尿病防治过程中,经常检测血糖对于疾病的控制是有很重要的意义的,随时进行血糖检测更是不可缺少的一环,能够很好地为治疗把关。

使用血糖检测仪进行自我检测,是糖尿病综合管理的重要组成部分,能反映糖尿

病患者的实时血糖水平,评价血糖控制是否达标,提高糖尿病治疗的有效性;如果患者自身血糖不稳定,或是使用胰岛素、磺脲类药物治疗期间出现低血糖,那么自我血糖检测还能够帮助患者及时发现此症状,提高治疗的安全性;自我血糖检测还能鼓励患者积极参与糖尿病管理,提高治疗的依从性。

“小郎人”牌血糖分析仪

小郎人血糖检测仪,是进口的原装设备,具有采血时没有针刺感;检测准确;采血笔、试纸、采血针集成一体;终身不用更换调码等优点。其工作原理是葡萄糖氧化酶法,通过毛细血管的血涂在有葡萄糖氧化酶的试纸上,产生化学反应得出的结果就是血糖数值,准确率很高。

它是运用电流计数装置读取酶与葡萄糖反应产生的电子数量,再转化成葡萄糖浓度读数。小郎人牌血糖仪电极口内藏,可以避免污染,误差范围在正负0.3mmol/L。精度高,不需要调码,寿命长。